



ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

NOVI DOM 11, 1430 HRASTNIK, N.C. 00386-(0)3-5654-450, FAX 00386-(0)3-5643-434,
EZR 01234-6030920355, ID ŠT.: S140459454, MATIČNA ŠT.: 5063086

LABORATORIJ

tel: 03 565 44 67, el. pošta: laboratorij@zd-hrastnik.si

KATALOG LABORATORIJSKIH PREISKAV V ZD HRASTNIKU

Marec 2012

LABORATORIJ

tel: 03 565 44 67, el. pošta: laboratorij@zd-hrastnik.si

PREISKAVA	vzorec	zamašek na epruvete	enota	orient. ref. vrednosti	čas izvedbe (rutinsko/nujno)
HEMATOLOGIJA					
Hemogram					
					isti dan / 1h
K-Levkociti	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	10 ⁹ /L	4.0 – 10.0	
K-Eritrociti	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	10 ¹² /L	4.20 – 6.30	
K-Hemoglobin	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	g/L	120 – 180	
K-Hematokrit	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	l	0.370 – 0.540	
K-MCV	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	fL	81.0 – 94.0	
K-MCH	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	pg	26.0 – 32.0	
K-MCHC	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	g/L	310 – 350	
K-RDW	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	11.5 – 14.5	
K-Trombociti	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	10 ⁹ /L	140 – 340	
K-MPV	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	fL	7.8 – 11.0	
Diferencialna krvna slika (analizator)					
					isti dan / 1h
Nevtrofilci #	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	10 ⁹ /L	2.00 – 7.50	
Limfociti #	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	10 ⁹ /L	0.80 – 5.00	
Monociti #	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	10 ⁹ /L	0.10 – 1.20	
Eozinofilci #	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	10 ⁹ /L	0.10 – 0.60	
Bazofilci #	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	10 ⁹ /L	0.00 – 0.20	
Nevtrofilci	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	40.0 – 75.0	
Limfociti	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	20.0 – 50.0	
Monociti	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	2.0 – 10.0	
Eozinofilci	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	1.0 – 6.0	
Bazofilci	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	0.0 – 2.0	
Diferencialna krvna slika (mikroskopsko določanje)					
					isti dan / 2,5h
Nevtrofilci	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	40.0 – 75.0	
Limfociti	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	20.0 – 50.0	
Monociti	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	2.0 – 10.0	
Eozinofilci	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	1.0 – 6.0	
Bazofilci	polna kri z dodatkom K ₃ EDTA	vijoličen	%	0.0 – 2.0	
SR	polna kri z dodatkom Na citrata	črn	mm/h	0 - 15	isti dan / 1,5h

LABORATORIJ

tel: 03 565 44 67, el. pošta: laboratorij@zd-hrastnik.si

PREISKAVA	vzorec	zamašek na epruvete	enota	orient. ref. vrednosti	čas izvedbe (rutinsko/nujno)
KOAGULACIJA					
INR (hitri test)	kapilarna kri (polna kri)	/	/	0.7 – 1.0	15 min
URINSKE PREISKAVE					
osnovna analiza urina					isti dan / 1h
U-Relativna gostota	urin	/	/	1.005 – 1.040	
U-pH	urin	/	/	4.5 – 1.000	
U-Proteini	urin	/	poE	0	
U-Glukoza	urin	/	poE	0	
U-Metilketoni	urin	/	poE	0	
U-Urobilinogen	urin	/	poE	do 1	
U-Bilirubin	urin	/	poE	0	
U-Levkociti	urin	/	poE	0	
U-Hemoglobin	urin	/	poE	0	
U-Nitriti	urin	/	poE	0	
sediment urina	urin	/	/	/	isti dan / 1h
štetje celic v urinu					
U-Eritrociti	urin	/	10 ⁶ /L	do 7	isti dan / 1h
U-Levkociti	urin	/	10 ⁶ /L	do 15	isti dan / 1h
BLATO					
F-Kri	blato	/	poE	0	isti dan / 15min
BIOKEMIJA					
S-Glukoza	serum	rdeč	mmol/L	3.5 – 6.1	isti dan / 1h
S-AST	serum	rdeč	μkat/L	do 0.58	isti dan / 1h
S-ALT	serum	rdeč	μkat/L	do 0.74	isti dan / 1h
S-GGT	serum	rdeč	μkat/L	do 0.98	isti dan / 1h

LABORATORIJ

tel: 03 565 44 67, el. pošta: laboratorij@zd-hrastnik.si

PREISKAVA	vzorec	zamašek na epruvete	enota	orient. ref. vrednosti	čas izvedbe (rutinsko/nujno)
S-Sečnina	serum	rdeč	mmol/L	2.8 – 7.5	isti dan / 1h
S-Kreatinin	serum	rdeč	μmol/L	44 – 97	isti dan / 1h
ocena GF (MDRD)	serum	rdeč	mL/min/P	nad 60	isti dan / 1h
S-Sečna kislina	serum	rdeč	μmol/L	150 – 420	isti dan / 1h
S-Natrij	serum	rdeč	mmol/L	135 – 145	isti dan / 1h
S-Kalij	serum	rdeč	mmol/L	3.5 – 5.1	isti dan / 1h
S-Kloridi	serum	rdeč	mmol/L	98 – 107	isti dan / 1h
S-Holesterol	serum	rdeč	mmol/L	4.0 – 5.2	isti dan / 1h
S-Trigliceridi	serum	rdeč	mmol/L	pod 1.70	isti dan / 1h
S-HDL-holesterol	serum	rdeč	mmol/L	1.4 – 2.8	isti dan / 1h
S-LDL-holesterol	serum	rdeč	mmol/L	2.0 – 3.5	isti dan / 1h
S-CRP	serum	rdeč	mg/L	do 5	isti dan / 1h
OGTT					
S-Glukoza 0min	serum	rdeč	mmol/L	< 6.1	isti dan / /
S-Glukoza 120min	serum	rdeč	mmol/L	≤ 7.8	isti dan / /
OGTT nosečnice					
S-Glukoza 0min	serum	rdeč	mmol/L	≤ 5.1	isti dan / /
S-Glukoza 60min	serum	rdeč	mmol/L	≤ 10.0	isti dan / /
S-Glukoza 120min	serum	rdeč	mmol/L	≤ 8.5	isti dan / /